

Duroval[®]



1  = 10 ppm CaCO₃

Achtung

Verursacht schwere
Augenreizung.

Schutzhandschuhe/Schutzklei-
dung/Augenschutz/Gesichts-
schutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter
spülen.

Bei anhaltender Augenreizung:
Ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen.



GEBRÜDER HEYL
Analysentechnik GmbH & Co. KG

D-31135 Hildesheim Orleansstraße 75b
+49 (0) 5121 2893390 www.heyhl.de

Duroval®

1  = 10 ppm CaCO₃

EW



 rot → grün
red → green
rouge → verte

ppm CaCO₃

°f

°pH

mmol/l
Ca/Mg

1	10	1	0,56	0,1
2	20	2	1,12	0,2
3	30	3	1,69	0,3
4	40	4	2,25	0,4
5	50	5	2,81	0,5
6	60	6	3,37	0,6
7	70	7	3,93	0,7
8	80	8	4,49	0,8
9	90	9	5,06	0,9
10	100	10	5,62	1,0
20	200	20	11,24	2,0