


Länge	Artikelnummer
5 m	320 325
10 m	320 326



1	grün/gelb	green/yellow	vert/jaune
2	gelb	yellow	jaune
3	weiss	white	blanc
4	grün	green	vert

				Maßstab:		Toleranz:		
				Material:				
A	Kabel geänd.	19.03.2012	PSt/Bu	Datum	Name	Koaxkabel "KOAX 5/PT" und "KOAX 10/PT" für Sonde EMK 50		
				Bearb	02.6.1998			Lochte
				Gepr				
				Norm				
				Gebrüder Heyl Analysetechnik GmbH & Co KG		Art. Nr für Beipackzettel 48925		
						Blatt: Bl		
Zust	Anderung	Datum	Name					